

Anti-Sars-Cov-2 Spike S1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0021196



Einführung

Dieser polyklonale Antikörper aus Kaninchen zielt auf die SARS-CoV-2 Spike S1-Untereinheit (UniProt P0DTC2) ab und ist für WB, IF/ICC, IP und ELISA validiert. Ideal für Studien zum Viraleintritt und zur Wirtsinteraktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike S1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike S1
Gen-ID	43740568
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 11-682 des Coronavirus-Spike-S1 (YP_009724390.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Kühltasche