

Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Ecd Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Db, If/Icc, Ip Und Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0023544



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen die extrazelluläre Domäne (ECD) des SARS-CoV-2 Spike S2. Validiert für WB, DB, IF/ICC, IP und ELISA. Erkennt menschliches SARS-CoV-2. Geeignet für Forschung zu viralem Eintritt und Membranfusion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike S2 ECD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike S2 ECD
Spezies	Kaninchen
Gen-ID	43740568
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 686-1214 des SARS-CoV-2 Spike S2 ECD (YP_009724390.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, DB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141 kDa
Versand	Eisbeutel