

Anti-Sars-Cov-2 Spike S2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P0Dtc2

Artikelnummer: CM0024350



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die SARS-CoV-2 Spike S2-Untereinheit, geeignet für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt das Spike-Glykoprotein von SARS-CoV-2 (UniProt P0DTC2) mit Kreuzreaktivität zu SARS-CoV-2.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV-2 Spike S2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Spike-Glykoprotein; SARS-CoV-2 Spike S2
Gen-ID	43740568
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV-2
SWISS	P0DTC2
Proteingewicht	141kDa
Versand	Kühltasche