

Anti-Sars-Cov-Spike-Rbd Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59594

Artikelnummer: CM0006970



Einführung

Rekombinanter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die Rezeptorbindedomäne (RBD) des SARS-CoV-Spike-Glykoproteins (P59594). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Geeignet für die Erforschung des Viruseintritts und der Immunflucht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV Spike RBD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
Gen-ID	1489668
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des Coronavirus SARS-CoV Spike RBD (NP_828851.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV
SWISS	P59594
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel