

Anti-Sars-Cov Spike Rdb Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P59594

Artikelnummer: CM0021814



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, spezifisch für die Rezeptorbindedomäne (RBD) des SARS-CoV Spike-Glykoproteins. Validiert für WB und ELISA, ist es ein zentrales Reagenz für die Coronavirenforschung und die Entwicklung diagnostischer Tests.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV Spike RBD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
Gen-ID	1489668
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 des Coronavirus Spike RBD entspricht (NP_828851.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV
SWISS	P59594
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel