

Anti-Sars-Cov Spike Rbd Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P59594

Artikelnummer: CM0002734



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen die Rezeptorbindungsdomäne (RBD) des SARS-CoV-Spike-Glykoproteins (UniProt P59594) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, geeignet für diagnostische und Forschungsanwendungen im Zusammenhang mit SARS-CoV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS-CoV Spike RBD Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	E2; SARS-CoV Spike RBD
Gen-ID	1489668
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 350-450 der Coronavirus-Spike-RBD (NP_828851.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	SARS-CoV
SWISS	P59594
Proteingewicht	139 kDa
Versand	Eisbeutel