


Anti-Sars Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49591

Artikelnummer: CM0016249



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SARS (Seryl-tRNA-Synthetase), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Translation und Angiogenese-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SARS polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6301
Gen-ID	6301
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 der humanen SARS entspricht (NP_006504.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49591
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel