


Anti-Sars/Seryl-Trna-Synthetase (Sars1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49591

Artikelnummer: CM0029703



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen SARS (Seryl-tRNA-Synthetase, SARS1) für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Human, Maus, Ratte. Wesentlich für die Untersuchung der Translations- und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SARS; SERS; SERRS; NEDMAS
Spezies	Human
GenID (Human)	6301
GenID	6301
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem SARS (NP_006504.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49591
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel