


Anti-Sart1 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen Pab) Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O43290

Artikelnummer: CM0029059



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SART1, einen U4/U6.U5 tri-snRNP-Spleißfaktor. Validiert für WB-, IHC-P-, IP- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für diagnostische und Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SART1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAF; Ara1; HOMS1; Snu66; SART1259; SNRNP110; SART1
Spezies	Human
GenID	9092
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43290
Proteingewicht	90kDa
Versand	Eistüte