

Anti-Sart3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15020

Artikelnummer: CM0014680



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen SART3, einen Spliceosom-Recycling-Faktor. Validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von mRNA-Spleißen und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SART3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P100; p110; DSAP1; TIP110; p110(nrb); RP11-13G14; SART3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9733
Gen-ID	9733
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 664-963 von humanem SART3 (NP_055521.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15020
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eistasche