


Anti-Sat1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P21673

Artikelnummer: CM0028223



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SAT1, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt SAT1, auch bekannt als SSAT, beteiligt an Polyamin-Acetylierung. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SAT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAT, DC21, KFSD, SSAT, KFSDX, SSAT-1, SAT1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6303
GeneID	6303
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-171 von humanem SAT1 (NP_002961.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P21673
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eistasche