


## Anti-Satb1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Artikelnummer: CM0006660



### Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen SATB1, geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit humanem, murinem und Ratten-SATB1. Für Chromatin- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SATB1 Rabbit mAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | DEFDA; KTZSL; SATB1                                                                                                          |
| Art               | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 6304                                                                                                                         |
| GenID             | 6304                                                                                                                         |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 572-763 des humanen SATB1 (NP_002962.1) enthält. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q01826                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 86 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |