


Anti-Satb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q01826

Artikelnummer: CM0024767



Einführung

SATB1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Chromatin-Remodellierung, T-Zell-Entwicklung und Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SATB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DEFDA; KTZSL; SATB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6304
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 572-763 von humanem SATB1 (NP_002962.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01826
Protein-Gewicht	86 kDa
Versand	Eisbeutel