


Anti-Satb2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Artikelnummer: CM0003591



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches SATB2, validiert für WB, IF, IHC, IP und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zu Chromatin und Neuroentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SATB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLSS, DEL2Q32Q33, C2DELq32q33, SATB2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	23314
GeneID	23314
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 634-733 von menschlichem SATB2 entspricht (NP_001165980.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UPW6
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel