


Anti-Satb2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Upw6

Artikelnummer: CM0003124



Einführung

Leistungstarker Anti-SATB2 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und rattigem SATB2, einem Schlüssel-Transkriptionsfaktor in der neuronalen und skelettalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SATB2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23314
GenID	23314
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem SATB2 (Q9UPW6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPW6
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel