


Anti-Satb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Upw6

Artikelnummer: CM0022425



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SATB2 (SWISS: Q9UPW6). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Geeignet für die Forschung zu Transkriptionsregulation, Neuroentwicklung und Osteoblastendifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SATB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GLSS; DEL2Q32Q33; C2DELq32q33; SATB2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23314
Gen-ID	23314
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 634-733 von humanem SATB2 (NP_001165980.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q9UPW6
Proteingewicht	83kDa
Versand	Eisbeutel