

Anti-Sbf1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - O95248

Artikelnummer: CM0013758

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes SBF1 (MTMR5), validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Autophagie, neuronaler Myelinisierung und Signalwegen der Charcot-Marie-Tooth-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SBF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MTMR5; CMT4B3; DENND7A; SBF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6305
GenID	6305
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1630-1770 von humanem SBF1 (NP_002963.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O95248
Proteingewicht	208 kDa
Versand	Eisbeutel