

Anti-Scaf4 Kaninchen-Polyclonalantikörper Für Ihc-P Und Elisa - O95104

Artikelnummer: CM0023108



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-anti-SCAF4-Polyclonalantikörper validiert für IHC-P und ELISA. Erkennt SCAF4 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation und Mechanismen der vorzeitigen mRNA-Termination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCAF4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRA4; SFRS15; SCAF4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57466
Gen-ID	57466
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 170-248 des menschlichen SCAF4 (NP_065757.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95104
Proteingewicht	126 kDa
Versand	Eisbeutel