


Anti-Scaf8 (Rbm16) Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Upn6

Artikelnummer: CM0021441



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SCAF8 (RBM16), geeignet für Western Blotting und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Nützlich für Studien zu Transkriptionsterminierung und RNA-Verarbeitung. Rekombinantes Immunogen, 141 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCAF8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	RBM16; SCAF8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22828
Gen-ID	22828
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 572-634 von menschlichem SCAF8 (NP_055707.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UPN6
Proteinmasse	141kDa
Versand	Eisbeutel