

Anti-Scamp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O15126

Artikelnummer: CM0027770

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SCAMP1, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges SCAMP1. Ideal für die Untersuchung von post-Golgi-Recycling und Membrantransportwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCAMP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAMP; SCAMP37; SCAMP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9522
Gen-ID	9522
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-150 von menschlichem SCAMP1 (NP_004857.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15126
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel