

Anti-Scamp2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15127

Artikelnummer: CM0019534

Einführung

Hochwertiger anti-SCAMP2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines, Ratten-SCAMP2 (37 kDa). Ideal für die Untersuchung von sekretorischen trägerassoziierten Membranproteinen 2 im Post-Golgi-Recycling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCAMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCAMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	10066 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-152 des menschlichen SCAMP2 (NP_005688.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15127
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Eisbeutel