

Anti-Scand1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P57086

Artikelnummer: CM0029478

Einführung

Hochwertiger Anti-SCAND1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Validiert in Human-, Maus- und Rattenproben. Rekombinantes Immunogen. Für Transkriptionsregulationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCAND1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RAZ1; SDP1; SCAND1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	51282
Gen-ID	51282
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-179 des humanen SCAND1 (NP_057642.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P57086
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eistasche