

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Sccpdh-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Nbx0

Artikelnummer: CM0021662

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCCPDH (NET11, CGI-49), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem Protein; Immunogen aus rekombinantem Protein. Ideal zur Untersuchung der Oxidoreduktase-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCCPDH-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NET11; CGI-49; SCCPDH
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51097
GeneID	51097
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-270 des humanen SCCPDH (NP_057086.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8NBX0
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel