


Anti-Scd1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000767

Artikelnummer: CM0008006



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes SCD1 (Stearoyl-CoA-Desaturase), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Zielgerichtet gegen das Enzym der Fettsäurebiosynthese; ideal für Stoffwechsel- und Lipidforschung. Kreuzreaktivität mit humanem Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCD1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6319
Gen-ID	6319
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 260-359 von humane SCD1 (NP_005054.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00767
Proteinmasse	42 kDa
Versand	Eisbeutel