


Anti-Scd1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00767

Artikelnummer: CM0020711



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCD1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Stearoyl-CoA-Desaturase, die an der Lipidbiosynthese und der Energiehomöostase beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCD1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCD1; FADS5; SCDOS; hSCD1; MSTP008; SCD
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6319
GeneID	6319
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SCD (NP_005054.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00767
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku