

Polyklonaler Anti-Scd5-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sk9

Artikelnummer: CM0013893

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SCD5 (Stearoyl-CoA-Desaturase 5, Alias SCD4/ACOD4), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Beteiligt an der Fettsäure-Desaturierung, der neuronalen Proliferation und Taubheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCD5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Art	Mensch
Gen-ID	79966
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-75 des humanen SCD5 (NP_001032671.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86SK9
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku