

Anti-Scd5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Sk9

Artikelnummer: CM0026609

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Anti-SCD5-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes SCD5, ein Schlüsselenzym in der Fettsäurebiosynthese und neuronalen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCD5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCD4; ACOD4; FADS4; HSCD5; DFNA79; SCD5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79966
Gen-ID	79966
Immunogen	Synthetisches Peptid; Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-330 von menschlichem SCD5 (NP_001032671.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86SK9
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel