

Anti-Scfd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wvm8

Artikelnummer: CM0025192

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SCFD1 (auch bekannt als SLY1, STXBP1L2) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des ER-Golgi-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCFD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLY1; RA410; SLY1P; STXBP1L2; C14orf163; SCFD1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23256
Gen-ID	23256
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 373-642 von humanem SCFD1 (NP_057190.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WVM8
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel