

Anti-Scg2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P13521

Artikelnummer: CM0027194

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCG2 (Secretogranin-2), validiert für WB, IF-P, ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Geeignet für neuroendokrine Forschung und Studien zur Sekretgranula-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SN, CHGC, EM66, SgII, SCG2
Spezies	Human
Gen-ID	7857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-320 von humanem SCG2 (NP_003460.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P13521
Protein-Gewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel