

Anti-Scgb1A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11684

Artikelnummer: CM0023561



Einführung

Der SCGB1A1 Kaninchen-pAb erkennt humanes SCGB1A1 (Uteroglobin/CC10), ein sekretorisches Protein der Club-Zellen, validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Atemwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCGB1A1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UGB, UP1, CC10, CC16, CCSP, UP-1, CCPBP, SCGB1A1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7356
GenID	7356
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-91 von humanem SCGB1A1 (NP_003348.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P11684
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel