

Anti-Scgb3A2 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96PI1

Artikelnummer: CM0016541

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen menschliches SCGB3A2, ein Sekretoglobin mit antiinflammatorischen und antifibrotischen Wirkungen. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur Lungenentwicklung und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCGB3A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LU103, PNSP1, UGRP1, pnSP-1, SCGB3A2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	117156
GenID	117156
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-93 von menschlichem SCGB3A2 (NP_473364.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96PL1
Proteinmasse	10 kDa
Versand	Eisbeutel