


Anti-Scin-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6U3

Artikelnummer: CM0019908



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SCIN (Scinderin/Adseverin) für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem SCIN. Geeignet für die Erforschung von Exozytose, Megakaryozyten und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCIN-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCIN; Adseverin
Spezies	Mensch
Gen-ID	85477
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SCIN (NP_001106177.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6U3
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlakku