

Anti-Scly Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96I15

Artikelnummer: CM0014523



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-SCLY-Kaninchenantikörper für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-SCLY. Geeignet für die Forschung zum Selenocystein-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCLY-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SCL; hSCL; SCLY
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51540
GeneID	51540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 284-453 des humanen SCLY (NP_057594.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96I15
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku