

Anti-Scml1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Un30

Artikelnummer: CM0019173

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen humanes SCML1, ein mutmaßliches Polycomb-Gruppen-Protein, das an der transkriptionellen Repression beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Spermatogenese- und Entwicklungsbiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCML1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCML1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6322
GenID	6322
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 50-200 von humanem SCML1 (NP_006737.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9UN30
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel