


Anti-Scn1B Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - Q07699

Artikelnummer: CM0014446



Einführung

Anti-SCN1B polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SCN1B, eine spannungsabhängige Natriumkanal-regulatorische Untereinheit, die an der neuronalen Erregbarkeit und Herzfunktion beteiligt ist. Ideal für die Neurowissenschaft und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCN1B Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	DEE52; ATFB13; BRGDA5; EIEE52; GEFSP1; SCN1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6324
Gen-ID	6324
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-160 von humanem SCN1B (NP_950238.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q07699
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel