


Anti-Scn2A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99250

Artikelnummer: CM0018366



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SCN2A (Nav1.2-Natriumkanal-Alpha-Untereinheit) gerichtet ist. Geeignet für WB und ELISA; 228 kDa. Ideal für Neurowissenschaften und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCN2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EA9; HBA; NAC2; BFIC3; BFIS3; BFNIS; DEE11; HBSCI; EIEE11; HBSCI; Nav1.2; SCN2A1; SCN2A2; Na(v)1.2; SCN2A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6326
GenID	6326
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 275-401 von humanem SCN2A (NP_001035232.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q99250
Proteingewicht	228kDa
Versand	Eisbeutel