


Anti-Scn3B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ny72

Artikelnummer: CM0014012



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCN3B, eine regulatorische Beta-Untereinheit von Natriumkanälen. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Nützlich für kardiale Elektrophysiologie und Ionenkanalforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCN3B Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SCNB3; ATFB16; BRGDA7; HSA243396; SCN3B
Spezies	Human
GeneID (Human)	55800
GeneID	55800
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 23-160 von humanem SCN3B (NP_060870.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NY72
Proteingewicht	25kDa
Versand	Kühlakkus