


Anti-Scn5A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14524

Artikelnummer: CM0019271



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen den SCN5A (Nav1.5)-Natriumkanal, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen. Geeignet für kardiale Elektrophysiologie und Kanalopathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCN5A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HB1; HB2; HH1; IVF; VF1; HBBD; ICCD; LQT3; SSS1; CDCD2; CMD1E; CMPD2; PFHB1; Nav1.5; SCN5A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6331
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1950-2016 von humanem SCN5A (NP_932173.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q14524
Proteingewicht	227 kDa
Versand	Eisbeutel