

Anti-Scnn1B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51168

Artikelnummer: CM0022114



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper, der gegen die Untereinheit Beta des epithelialen Natriumkanals (SCNN1B/ENaC Beta) gerichtet ist, für Anwendungen in WB und ELISA. Spezifisch für humanes und murines SCNN1B, ideal für Nieren- und Atemwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCNN1B Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6338
Gen-ID	6338
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 406-640 von humanem SCNN1B (NP_000327.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51168
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel