

Anti-Scnn1B Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P51168

Artikelnummer: CM0022106

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die epitheliale Natriumkanal-Untereinheit Beta (SCNN1B/ENaC beta) für WB- und ELISA-Anwendungen. Spezifisch für humanes und murines SCNN1B, ideal für Nieren- und Atemwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCNN1B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BESC1, ENaCb, SCNEB, LIDLS1, PHA1B2, ENaCbeta, beta-ENaC, beta-NaCH, SCNN1B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6338
Gen-ID	6338
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 406-640 von humanem SCNN1B (NP_000327.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P51168
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eistasche