


Anti-Scnn1G Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51170

Artikelnummer: CM0024716



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCNN1G (ENaC-Gamma-Untereinheit). Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Untersuchung von Natriumkanalphysiologie, Nierenfunktion und Ionentransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCNN1G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	PHA1; BE5C3; ENaCg; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6340
Gen-ID	6340
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P51170
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel