


Anti-Scnn1G-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P51170

Artikelnummer: CM0020170



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SCNN1G (γ-Untereinheit von ENaC). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Natriumkanälen und epitheliale Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCNN1G-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PHA1; BESC3; ENaCγ; LDLS2; SCNEG; PHA1B3; ENaCgamma; SCNN1G
Spezies	Mensch
GeneID	6340 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-250 des humanen SCNN1G (NP_001030.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51170
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku