


Anti-SCO1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 075880

Artikelnummer: CM0025511



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes SCO1, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Studien zum mitochondrialen Kupferstoffwechsel und zur Assemblierung von Cytochrom-c-Oxidase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SCOD1; MC4DN4; SCO1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6341
GenID	6341
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-160 von humanem SCO1 (NP_004580.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75880
Proteinmasse	34kDa
Versand	Eisbeutel