

## Anti-Sco2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43819

Artikelnummer: CM0029501



### Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes SCO2, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus- und Ratten-SCO2 (30 kDa), einem mitochondrialen Kupfer-Chaperon, das für den Zusammenbau der Cytochrom-c-Oxidase und die Funktion der Atmungskette essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Spezifikation                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SCO2 Rabbit pAb                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | TP; MYP6; TYMP; ECGF1; SCO1L; MC4DN2; CEMCOX1; PD-ECGF; TdRPase; Gliostatin; SCO2 |
| Spezies           | Human                                                                             |
| GeneID (Human)    | 9997                                                                              |
| GeneID            | 9997                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein                                                             |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                |
| SWISS             | O43819                                                                            |
| Protein-Gewicht   | 30kDa                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                         |