


Anti-Scp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22307

Artikelnummer: CM0027031



Einführung

SCP2 Kaninchen-pAb validiert für WB, IHC-P, ELISA in Human, Maus. SCP2 ist ein peroxisomales Protein, das den letzten Schritt der Beta-Oxidation von verzweigten Fettsäuren katalysiert und den Lipidtransfer vermittelt. Geeignet für metabolische und kardiovaskuläre Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCP2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NLTP; SCOX; SCPX; SCP-2; SCP-X; NSL-TP; SCP-CHI; SCP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6342
Gen-ID	6342
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-322 von menschlichem SCP2 (NP_001007099.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22307
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel