

Anti-Scrn3 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q0Vdg4

Artikelnummer: CM0015389

Einführung

SCRN3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SCRN3. Ideal für die Erforschung von Mechanismen der thermischen Nozizeption.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SCRN3 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	SES3; SCRN3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	79634
Gen-ID	79634
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-410 des humanen SCRN3 (NP_078859.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q0VDG4
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel