

## Anti-Sctr Rabbit Polyclonal Antibody - P47872

Artikelnummer: CM0029023



### Einführung

Kaninchens polyklonaler Antikörper gegen humanes SCTR (Sekretinrezeptor), geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zur pH-Regulation, Thermogenese und Wasserhomöostase.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SCTR Rabbit pAb                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | SR; SCTR                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                    |
| GenID (Mensch)    | 6344                                                                                                                      |
| GenID             | 6344                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 151-461 von humanem SCTR (P47872) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                 |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                    |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                              |
| SWISS             | P47872                                                                                                                    |
| Proteingewicht    | 50 kDa                                                                                                                    |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                 |