

Anti-Scyl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6P3W7

Artikelnummer: CM0017736

Einführung

Anti-SCYL2-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch und Ratte. SCYL2, eine mit Clathrin assoziierte Kinase, reguliert den Transport neuronaler Rezeptoren und die Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SCYL2-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55681
GeneID	55681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des menschlichen SCYL2 (NP_060458.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6P3W7
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel