

Anti-Scyl2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6P3W7

Artikelnummer: CM0013418

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SCYL2 (CVAK104). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Clathrin-vermitteltem Transport und neuronaler Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	SCYL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AMC4; AMCNACC; CVAK104; SCYL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55681
GenID	55681
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen SCYL2 (NP_060458.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6P3W7
Proteingewicht	104 kDa
Versand	Eisbeutel