

Anti-Sd1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - B6F2D9

Artikelnummer: CM0022120

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen Oryza sativa SD1 (Gibberellin-20-Oxidase). Validiert für Western Blot und ELISA, ideal für die Untersuchung der Gibberellin-Biosynthese und der Regulation des Pflanzenwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	sd1; GA20; Sd-1; 20ox2; C20ox2; SD1-2E; GA20OX2; Os20ox2; osGA20ox2; SD1
Spezies	Oryza sativa
Gen-ID	4325003
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-140 von Oryza sativa SD1 (Q0JH50) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Oryza sativa
SWISS	B6F2D9
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel